



チャック下がスクエア形状のアルミ蒸着タイプ

ラミジップ® スタンドパック VMタイプ

1.5倍のアルミ蒸着量により優れた酸素/水蒸気バリア性能と遮光性を併せ持ち、植物由来のバイオPETを使用した環境配慮型の製品です。従来品ALタイプに比べ、プラスチック重量約10%*削減、自立可能なスタンドタイプです。
*従来品ALタイプを同じサイズにてプラスチック重量を比較した場合



バイオマス
マーク20



ガス
バリア性



防湿性



遮光性




脱酸素剤
使用可



容器包装
識別マーク

ラベル貼り対象製品



ラミジップ® スタンドパック VMタイプ 規格表

仕様：サイド6mmベタシール、底舟形シール、チャック上4本リブ加工、4角Rカット、1ノッチ

品番	製品サイズ (mm) チャック上+チャック下×袋巾(ガゼット巾)	構成	1ケース入数 (枚)	1袋入数 (枚)	概算重量 (g/枚)	外袋 JANコード	概算容積 (cc)
VM-1212	32 + 120 × 120 (35)	バイオPET#12 // アルミ蒸着PET#12 // LLDPE#60	1,700	50	4.84	4909767 435543	180
VM-1414	32 + 140 × 140 (41)		1,400	50	6.39	4909767 435567	330
VM-1616	32 + 160 × 160 (47)		1,100	50	8.02	4909767 435581	525

*4角Rカットについては平袋 NYタイプ (LZ) のページをご参照ください。



スタンドパック VMタイプ 用途例

- 農産加工品、健康食品**
お茶、紅茶、粉末製品、グラノーラ 等
- 菓子類**
グミ、キャンディー、クッキー、チョコレート 等
- ペットフード**
ペットフード 等
- 日用雑貨品**
入浴剤(個包装済) 等



植物由来の原料を配合した
PETフィルムを使用しています。



外袋セット写真

※ご採用にあたりましては、当社製品のサンプルを用いて充填実用テストを行い、お客様にて十分な評価をいただきますようお願い致します。製品の仕様は、諸般の事情により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。